

 Rumah Sakit Unhas	PENYIMPANAN		
	Nomor Dokumen 441/UN4.24.0/OT .01.00/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1 dari 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR INSTALASI CSSD DAN LAUNDRY	Tanggal Terbit 10 Januari 2023	 ditetapkan dr. Andi Muhammad Falsan, Ph.D., Sp.M (K) NIP 1970002122008011013	
Pengertian	Proses menyimpan bahan dan/atau alat steril setelah melalui proses sterilisasi		
Tujuan	- Menjaga bahan dan/atau alat tetap steril hingga didistribusikan - Agar bahan dan/atau alat tetap berada pada ruangan yang memiliki suhu dan tekanan yang standar		
Kebijakan	- Peraturan direktur Rumah Sakit Unhas nomor : 12/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi di Rumah Sakit Unhas -		
Prosedur	1. Keluarkan bahan/alat yang sudah mencapai waktu cooling down dari mesin sterilisasi 2. Lakukan inspeksi untuk memastikan perubahan warna pada indicator kimia dan kemasan tidak rusak setelah proses sterilisasi 3. Tempelkan label pada alat kemasan pouches yang memuat kode petugas, tanggal steril, dan tanggal kadaluarsa 4. Inkubasi indicator biologi bila dalam proses terdapat indicator biologi 5. Simpan bahan/alat pada rak dengan ketentuan a. 45 cm dari langit-langit b. 15 cm dari lantai c. 5 cm dari dinding 6. Letakkan instrument yang berat pada rak bagian bawah 7. Mencatat jumlah instrument yang disimpan pada kartu stok 8. Lakukan monitoring kadaluarsa secara berkala		

 Rumah Sakit Unhas	PENYIMPANAN		
	Nomor Dokumen 441/UN4.24.0/OT .01.00/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 2 dari 2
Unit Terkait	- CSSD		
Dokumen Terkait	- SOP Sterilisasi - Kartu Stok		
Staf Terkait	- Staf CSSD		
Diagram alur	Keluarkan bahan/ alat dari mesin ↓ Lihat perubahan warna indikator dan kemasan ↓ Tempel label kadaluarsa pada alat pouches ↓ Simpan alat/bahan pada rak ↓ Catat alat/bahan yang disimpan pada kartu stok ↓ Monitoring kadaluarsa		