

 Rumah Sakit Unhas	DISTRIBUSI ALAT KE GEDUNG A		
	Nomor Dokumen 800/UN4.24.0/OT .01.00/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1 dari 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR INSTALASI CSSD DAN LAUNDRY	Tanggal Terbit 10 Januari 2023		
Pengertian	Proses mobilisasi alat steril ke gedung A		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Agar tidak terjadi kontaminasi ulang pada alat steril saat distribusi - Memenuhi kebutuhan alat steril gedung A 		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan direktur Rumah Sakit Unhas nomor : 12/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi di Rumah Sakit Unhas 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan alat yang akan dibawa ke gedung A 2. Berikan lapisan pada luar kemasan untuk alat/bahan yang berukuran besar 3. Masukkan kedalam wadah tertutup untuk alat-alat yang berukuran kecil 4. Bawa ke gedung dengan kendaraan tertutup 5. Simpan alat steril pada ruang penyimpanan alat steril CSSD gedung.A 6. Petugas CSSD gedung A mendistribusikan bahan/alat steril ke unit pengguna 7. Tulis nama dan tanda tangan kolom distribusi yang telah tersedia pada form 8. Tunjukkan pada user terkait kemasan,tanggal kadaluarsa dan perubahan indikator bahan/alat yang didistribusi 		
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. COT Mata 2. Rawat Inap Mata 3. Poliklinik Mata 4. FER 		



Rumah Sakit Unhas

DISTRIBUSI ALAT KE GEDUNG A

Nomor Dokumen
800/UN4.24.0/OT
.01.00/2023

Nomor Revisi
00

Halaman
2 dari 2

Dokumen terkait

Form serah terima

Staf terkait

Staf CSSD

Diagram alur

