

 Rumah Sakit Unhas	<b>PEMROSESAN ULANG BMHP</b>		
	Nomor Dokumen 493/UN4.24.0/OT .01.00/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1 dari 2
<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</b>  <b>INSTALASI CSSD DAN LAUNDRY</b>	Tanggal Terbit  10 Januari 2023		
<b>Pengertian</b>	Proses penanganan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP) sehingga dapat digunakan kembali		
<b>Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi dan lancarnya pelayanan</li> <li>- Aman saat digunakan pada pasien</li> </ul>		
<b>Kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan direktur Rumah Sakit Unhas nomor : 19/UN4.24.0/2023 tentang Kebijakan Pemrosesan Ulang BMHP</li> </ul>		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terima BMHP dari unit</li> <li>2. Cek album daftar BMHP yang dapat di proses ulang</li> <li>3. Isi form khusus untuk pemrosesan ulang BMHP</li> <li>4. Lakukan proses dekontaminasi</li> <li>5. Lakukan penandaan dengan ID tape sesuai dengan jumlah reuse</li> <li>6. Kemas dengan pouches dan sterilisasi suhu rendah</li> </ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat inap</li> <li>2. Rawat Jalan</li> <li>3. COT</li> <li>4. Kemoterpi</li> <li>5. Radioterapi</li> <li>6. ICU</li> <li>7. IGD</li> <li>8. Hemodialisa</li> <li>9. FER</li> </ol>		
<b>Dokumen terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar serah terima</li> </ul>		
<b>Petugas terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staf CSSD</li> </ul>		



Rumah Sakit Unhas

## DESINFEKSI

Nomor Dokumen  
493/UN4.24.0/OT.01.0  
0/2023

Nomor Revisi  
00

Halaman  
2 dari 2

### Diagram Alur

