

 Rumah Sakit Unhas	PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	1811/UN4.24.0/OT.01.00/2023	4	1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR BIDANG KEPERAWATAN	Tanggal Terbit 13 Maret 2023	 Ditetapkan, Direktur Utama, dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Memberikan perawatan pada bayi berat badan lahir rendah (BBLR) atau bayi sakit dengan menggunakan alat khusus yang dapat memberikan suhu lingkungan yang optimal		
Tujuan	Mencegah hipotermia		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Unhas Nomor 56/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Unhas 2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar 3. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 78/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar		
Prosedur	1. Persiapan Alat: a. Unit inkubator dan matras b. Laken bersih c. Aquadest steril 2. Persiapan Pasien: a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medik) b. Jelaskan jenis, tujuan dan lamanya prosedur yang akan dilakukan kepada ibu pasien. c. Perhatikan privasi klien. 3. Prosedur a. Cuci tangan b. Pakai sarung tangan c. Periksa fungsi inkubator d. Nyalakan Inkubator. e. Isi humidifier inkubator dengan aquadest steril sesuai batasan air yang ada pada humidifier. f. Setting menu (suhu/humidifikasi) inkubator disesuaikan dengan berat badan/gestasi) bayi. g. Pasang laken pada matras. h. Berikan waktu 30-60 menit untuk menghangatkan inkubator. i. Masukkan bayi ke dalam inkubator. j. Buka pakaian bayi, kecuali diapers agar memudahkan pengamatan. k. Pasang <i>skin probe</i> untuk memonitor suhu kulit. l. Monitor suhu bayi dan setting suhu inkubator setiap 3 jam. m. Rapikan pasien dan alat yang digunakan.		

 Rumah Sakit Unhas	PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	1811/UN4.24.0/OT.01.00/2023	4	1/2
	n. Lepaskan handscoen. o. Lakukan kebersihan tangan sesuai standar. p. Ganti inkubator setiap 1 minggu sekali. q. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien pada lembar sesuai standar.		
Unit Terkait	NICU		
Dokumen Terkait	Rekam medis		
Petugas Terkait	Perawat Bidan		