

 Rumah Sakit Unhas	PEMASANGAN CARDIOTOCOGRAPHY (CTG)		
	No. Dokumen 3728/UN4.24.0/OT.01.00/2023	No. Revisi 4	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR BIDANG KEPERAWATAN	Tanggal Terbit 29 Maret 2023	Ditetapkan, Direktur Utama,  dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Adalah tindakan pemasangan alat CTG atau juga disebut <i>Fetal Monitor</i> yang bertujuan untuk melakukan pemantauan kesejahteraan dan kondisi kesehatan janin.		
Tujuan	Untuk mendeteksi stres dan kegawatdaruratan pada janin		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Unhas Nomor 56/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenisif (PONEK) di Rumah Sakit Unhas. 2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar 3. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 78/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar		
Prosedur	1. Persiapan Alat a. Alat KTG b. Jelly c. Handscoon d. Tissue 2. Persiapan Pasien a. Terima pasien dengan senyum, salam dan sapa b. Jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan dan lamanya tindakan. c. Pastikan privasi klien terjaga 3. Prosedur a. Cuci tangan b. Dekatkan alat pada klien c. Atur posisi pasien dengan posisi semi fowler atau miring ke sisi kiri pasien d. Buka pakaian bawah pasien (perut), kemudian dengarkan denyut jantung dengan doppler. Setelah itu pasang tranduser untuk grafik kontraksi dengan jarak kurang lebih 3 jari di bawah fundus e. Berikan jelly pada tranduser dan pasang untuk memantau denyut jantung janin tepat dimana denyut jantung janin terdengar paling jelas f. Masukkan data pasien yang terdiri dari nama, nomor RM, tanggal lahir dan usia kehamilan g. Atur posisi pasien semi fowler h. Atur toco dengan nilai minimal 50 i. Berikan kabel knop pada pasien dan ingatkan pasien untuk menekan knop		

 Rumah Sakit Unhas	PEMASANGAN CARDIOTOCOGRAPHY (CTG)		
	No. Dokumen 3728/UN4.24.0/OT.01.00/2023	No. Revisi 4	Halaman 1/2
	apabila dirasakan janin bergerak j. Rekam CTG selama 30 menit k. Setelah selesai tekan tombol stop dan matikan CTG dengan <i>shut down</i> l. Rapihan pasien dan alat-alat yang digunakan m. Robek hasil print sesuai dengan potongan kertas n. Lakukan cuci tangan sesuai standar. o. Evaluasi respon pasien. p. Dokumentasikan pada lembar sesuai standar		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap dan Kamar bersalin 2. Instalasi Rawat Darurat (IRD) 3. Instalasi Rawat Jalan		
Dokumen Terkait	1. Rekam Medis 2. Lembar partograf		
Petugas Terkait	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat		