

 Rumah Sakit Unhas	PENGANTIAN TRANSFER SET / KATETER EXTENSION CAPD		
	Nomor Dokumen 5226/UN4.24/OT.01.00/2022	Nomor Revisi 0	Halaman 1/4
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UNIT DIALISIS	Tanggal Terbit 13 Juni 2022	 Dr. dr. St. Gusuri Tajuddin Chalid, Sp. OG (K) NIP 196704091996012001	
Pengertian	Penggantian tranfer set CAPD merupakan tata cara yang dilakukan untuk mengganti transfer set yang lama dengan yang baru yang dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali, jika transfer set robek atau bocor, terputusnya transfer set/ <i>kateter extension</i> secara tidak sengaja/ terkontaminasi dari titanium adaptor / <i>adaptor luer lock</i> .		
Tujuan	Sebagai acuan yang seragam dalam hal penggantian tranfer set CAPD yaitu mencegah terjadinya infeksi peritoneum (peritonitis)		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 91/UN4.24/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Prosedur	1. Mempersiapkan ruangan yaitu meja, kursi/tempat tidur, Penerangan cukup, pintu dan jendela di tutup, matikan kipas angin , AC tidak boleh sejajar dengan meja 2. Mempersiapkan alat a. Transfer set /<i>kateter extension</i> 1 buah b. <i>Minicaps / disinfection cap</i> 1 buah c. Dressing set steril 1 pouches • kom steril 2 buah • duk 2 buah • klem 1 buah d. Handrub 1 buah e. Masker 2 buah f. Sarung tangan steril 2 buah g. Povidone iodine 100 cc h. Kantong pembuangan sampah 2 buah i. Kassa steril 1 pouches (10 buah) j. Alkohol 70%		



Rumah Sakit Unhas

PENGANTIAN TRANSFER SET / KATETER EXTENSION CAPD

Nomor Dokumen

5226/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi

0

Halaman

1/4

- k. Pengalas/ *paper towel*
3. Melakukan cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir
 4. Menuangkan alkohol 70% di atas meja. Ambil *paper towel*, kemudian bersihkan meja dengan gerakan searah
 5. Melakukan cuci tangan 6 langkah dengan *handrub*
 6. Siapkan alat dan bahan di meja
 7. Gunakan masker
 8. Keluarkan transfer set / kateter extension dari kantong, posisikan pasien berbaring dan nyaman mungkin
 9. Buka dressing set steril di ujung lipatannya
 10. Buka transfer set / kateter extension pack dan letakkan transfer set / kateter extension pada daerah yang steril (di dalam dressing set tray)
 11. Buka kassa (pouches) dan letakkan kassa pada daerah yang steril (di dalam dressing set tray)
 12. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan *handrub*
 13. Pakai sarung tangan steril untuk tangan dominan / aktif
 14. Siapkan 2 kom yang tersedia, dengan tangan yang steril letakkan pada daerah yang steril (di dalam dressing set tray)
 15. Masukkan povidone iodine ke dalam 2 buah kom dengan tangan yang tidak steril
 16. Pakai sarung tangan steril yang tidak dominan
 17. Keluarkan duk dari dressing set tray dan letakkan di atas perut pasien di sekitar kateter tenckhoff
 18. Angkat transfer set / kateter extension dengan menggunakan kassa steril dan letakkan di atas duk steril
 19. Klem kateter tenckhoff dengan hati-hati dengan menggunakan klem (3 cm di atas titanium)
 20. Ambil 2 lembar kassa dan rendam ke dalam povidone iodine di kom pertama
 21. Pegang kateter dengan kassa yang telah direndam tersebut, gosok sekitar



Rumah Sakit Unhas

PENGANTIAN TRANSFER SET / KATETER EXTENSION CAPD

Nomor Dokumen

5226/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi

0

Halaman

1/4

- sambungan titanium adaptor / adaptor luer lock selama 1 menit
22. Ambil 1 lembar kassa steril untuk memegang kateter /
 23. sambungan titanium adaptor / adaptor luer lock dan buang 2 buah kassa yang terpakai sebelumnya ke tempat sampah
 24. Letakkan kateter / sambungan adaptor di atas kassa steril
 25. Ambil 2 lembar kassa steril, putar dan lepas transfer set /
 26. kateter extension lama dengan cara tangan kanan memutar transfer set / kateter extension , tangan kiri menahan titanium
 27. adaptor / adaptor luer lock, jangan menyentuh ujung adaptor yang terbuka
 28. Buang transfer set / kateter extension lama ke kantong pembuangan sampah dan letakkan ujung titanium adaptor / adaptor luer lock di atas kassa steril.
 29. Ambil (pilih salah satu):
 - kom kedua yang berisi povidone iodine dan rendam ujung titanium adaptor / adaptor luer lock yang terbuka selama 5 menit
 - kassa steril sebanyak 2 yang di rendam povidone iodine dan bungkus ujung kateter tenckhoff, diamkan selama 5 menit
 30. Angkat kateter dari kom dan letakkan di atas kassa steril. Letakkan kom yang berisi povidone iodine yang terpakai di luar area steril
 31. Lepas sarung tangan
 32. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub
 33. Pakai sarung tangan steril yang kedua
 34. Angkat kateter dengan kassa steril dari duk pertama. Timpa duk kedua di atas duk pertama dan letakkan kateter pada duk kedua
 35. Ambil transfer set / kateter extension yang baru, klem dan sambungkan ujung transfer set / kateter extension ke titanium adaptor. Eratkan dengan baik
 36. Menjelaskan kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai
 37. Merapikan pasien dan alat
 38. Membuang sampah sesuai spo



Rumah Sakit Unhas

PENGANTIAN TRANSFER SET / KATETER EXTENSION CAPD

Nomor Dokumen

5226/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi

0

Halaman

1/4

39. Melepaskan sarung tangan dan masker
40. Mencuci tangan
41. Mendokumentasikan di lembar rekam medik dan buku catatan harian CAPD

Unit Terkait

1. Unit Hemodialisis
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Farmasi

Dokumen Terkait

Catatan Terintegrasi Rekam Medik
Catatan Harian CAPD

Petugas Terkait

1. Staf Hemodialisis
2. Staf Instalasi Rawat Darurat
3. Staf Instalasi Rawat Jalan
4. Staf Instalasi Rawat Inap
5. Staff Instalasi Farmasi