



**RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNHAS
BIDANG KEPERAWATAN**



	Nomor POS	: 5190/UN4.24.0/OT.01.00/2024
	Tanggal Pembuatan	: 7 Juni 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 7 Juni 2024
	Disahkan Oleh	: DIREKTUR UTAMA   Nama: Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) NIP : 197002122008011013
	Nama POS	: MEMASANG KASUR DEKUBITUS
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:	
Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar	Memiliki kompetensi dan kewenangan klinis untuk melakukan pemasangan kasur dekubitus	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
1. POS Cuci tangan 2. POS Identifikasi Pasien 3. POS Bed Making	1. Sarung tangan bersih; 2. Kasur dekubitus	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Dalam melaksanakan POS ini petugas harus memperhatikan kondisi set kasur dekubitus terhadap kebocoran, fungsi pompa kasur dan aliran Listrik. Jika POS ini tidak dilaksanakan, maka kasur tidak dapat mengembang dengan baik.	1. Form catatan keperawatan.	

Diagram Alir (flowchart)

POS: Memasang kasur dekubitus

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana Perawat Pelaksana	Mutu Baku			
			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Perawat mempersiapkan alat	○ ↓	Membawa peralatan yang dibutuhkan sesuai POS	5 menit	Peralat lengkap dan siap pakai	
2.	Perawat melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medik);	□ ↓		1 menit	Benar pasien yang akan diberikan tindakan	
3.	Perawat menjelaskan jenis, tujuan dan lamanya prosedur yang akan dilakukan kepada pasien;	□ ↓		2 menit	Pasien paham dan setuju terkait prosedur yang akan dilakukan	
4.	Perawat mencuci tangan sesuai standar;	□ ↓		1 menit	Tangan bersih	
5.	Perawat mengecek kasur dekubitus meliputi: kebocoran pada kasur, fungsi pompa kasur, aliran Listrik.	□ ↓	Kasur dekubitus Mesin pompa	5 menit	Peralatan siap pakai	
6.	Perawat memposisikan pasien tidur miring kiri/kanan;	□ ↓		5 menit		
7.	Perawat membentangkan kasur dekubitus yang terlipat disisi belakang pasien. Lalu melapisi kasir dengan sprej;	□ ↓	Kasur dekubitus Sprei	3 menit		
8.	Perawat memposisikan pasien tidur miring kanan/kiri;	□ ↓		5 menit		
9.	Perawat menarik ujung kasur dekubitus dan sprej yang terlipat melalui celah punggung pasien secara hati-hati dan perlahan untuk menghindari gesekan pada kulit pasien;	□ ↓	Kasur dekubitus Sprei	3 menit		
10.	Perawat memposisikan pasien kembali terlentang dan merapikan ujung sprej;	□ ↓		5 menit		
11.	Perawat menyambungkan kasur dekubitus dengan selang pompa.	□ ↓		1 menit		
12.	Perawat menghubungkan steker pompa ke sumber Listrik;	□ ↓		1 menit		
13.	Perawat menyalakan mesin pompa dan mengobservasi sampai seluruh kasur terisi angin;	□ ↓		10 menit	Kasur terisi sempurna	
14.	Perawat memposisikan pasien dengan nyaman dan memastikan seluruh bagian tubuh telah ditopang oleh kasur dekubitus	□		5 menit		

15.	Perawat mengedukasi pasien dan keluarga tentang pemantauan kasur dekubitus, jadwal mobilisasi pasien, serta waktu monitoring dekubitus perawat;	↓ □		5 menit	Pasien dan keluarga mengerti	
16.	Perawat merapihkan alat;	↓ □		5 menit		
17.	Mencuci tangan;	↓ □		1 menit	Tangan bersih	
18.	Dokumentasi	↓ ○		2 menit		