

 RUMAH SAKIT UNHAS	TEKNIK INSTRUMENTASI		
	No. Dokumen 202/UN4.24.0/OT.01.0/2024	No. Revisi	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) BIDANG KEPERAWATAN	Tanggal Terbit 9 Januari 2024	Ditetapkan Direktur Utama,  Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K)  NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Prosedur untuk mengatur instrument yang akan digunakan dalam proses pembedahan		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar jalannya proses operasi 2. Mempertahankan kesterilan alat-alat instrument 3. Mempertahankan patient safety 		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat: <ol style="list-style-type: none"> a. Set Instrumen steril sesuai dengan jenis operasi; b. Persiapan benang sesuai dengan jenis operasi dan ukuran yang dibutuhkan. 2. Persiapan pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah dilakukan tindakan pembiusan; b. Pasien sudah dilakukan draping. 3. Persiapan petugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat scrub sudah menggunakan jas dan sarung tangan steril. 4. Prosedur <ol style="list-style-type: none"> a. Pastikan instrumen dibuka oleh perawat sirkuler dengan teknik steril; b. Memasang meja mayo atau memasang sarung mayo dengan teknik steril; c. Menutupi meja mayo dengan teknik menutup dengan doek mulai yang dekat dengan badan; d. Menghitung instrumen yang akan dipergunakan sesuai jenis operasi disaksikan oleh perawat sirkuler; e. Menghitung kasa yang akan dipergunakan sesuai jenis operasi disaksikan oleh perawat sirkuler; f. Menyusun instrumen di meja mayo menurut aturan penggunaan dan sesuai jenis operasi; g. Memasang scapel pada scapel handle dengan teknik safety dengan menggunakan needle holder; h. Meletakkan instrumen tajam (scapel) dengan di alasi tray; i. Mendekatkan meja mayo dengan area operasi; 		



RUMAH SAKIT
UNHAS

TEKNIK INSTRUMENTASI

No. Dokumen

202/UN4.24.0/OT.01.0/2024

No. Revisi

Halaman

1/2

- j. Memberikan instrumen bedah sesuai dengan isyarat tangan operator;
- k. Memberikan instrumen dengan teknik yang benar;
- l. Instrumentator selalu memperhatikan dan mengikuti setiap tahap urutan teknik yang dilakukan operator;
- m. Perawat instrumen selalu siap dengan instrumen yang akan dibutuhkan oleh operator;
- n. Perawat instrumen selalu siap dengan instrumen yang akan dibutuhkan oleh operator;
- o. Membersihkan instrumen setelah pakai dari darah dan menempatkan kembali instrumen sesuai urutan pemakaian;
- p. Membuka scapel dari handle dengan teknik yang safety dengan menggunakan needle holder.

Unit Terkait

- 1. FER
- 2. Kamar bedah

Dokumentasi

-

Petugas terkait

Perawat