

 Rumah Sakit Unhas	MOBILISASI BAYI KE RAWAT GABUNG		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	2941/UN4.24.0/OT.01.00/2023	4	1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR BIDANG KEPERAWATAN	Tanggal Terbit 13 Maret 2023	Ditetapkan, Direktur Utama,  dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Melakukan mobilisasi bayi baru lahir ke rawat gabung		
Tujuan	Untuk mengetahui langkah-langkah mobilisasi bayi baru lahir ke rawat gabung		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Unhas Nomor 56/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Unhas 2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar 3. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 78/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar		
Prosedur	1. Persiapan Alat a. Handscoon bersih b. <i>Baby Cot</i> 2. Persiapan Pasien: a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medik) b. Jelaskan jenis, tujuan dan lamanya prosedur yang akan dilakukan kepada klien. c. Atur posisi pasien terlentang.d. Perhatikan privasi pasien. 3. Prosedur a. Cuci tangan b. Pakai sarung tangan c. Dekatkan <i>baby cot</i> yang akan digunakan pada bayid. Lepaskan kabel monitor suhu dan saturasi yang melekat pada bayie. Rapikan pakaian dan selimut bayi sebelum diangkatf. Angkat bayi secara hati-hati menuju <i>baby coat</i> yang telah disiapkang. Atur posisi bayi agar nyaman di dalam <i>baby cot</i> h. Dorong <i>baby cot</i> secara hati-hati menuju ruang perawatan ibui. Tempatkan <i>baby cot</i> di dekat tempat tidur ibu agar mudah dijangkauj. Kunci roda <i>baby cot</i> k. Informasikan kepada ibu dan keluarga mengenai keadaan bayi.l. Edukasi pada ibu dan keluarga tentang posisi nyaman pada bayi jika berada di <i>baby cot</i> m. Rapikan pasien dan alat yang digunakan.		

 Rumah Sakit Unhas	MOBILISASI BAYI KE RAWAT GABUNG		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	2941/UN4.24.0/OT.01.00/2023	4	1/2
	n. Lepaskan handscoen. o. Lakukan kebersihan tangan sesuai standar. p. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien pada lembar sesuai standar.		
Unit terkait	IGD Obgyn Kamar Bersalin & Rawat Gabung Kamar Bedah		
Dokumen terkait	Rekam Medis		
Petugas terkait	Bidan		