



| | | | |
|---|---|---|----------------|
|  RUMAH SAKIT UNHAS | BED MAKING TANPA PASIEN | | |
| | No. Dokumen 3382/UN4.24.0/OT.01.00/2024 | No. Revisi | Halaman 1/2 |
| PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) BIDANG KEPERAWATAN | Tanggal Terbit 17 April 2024 | Ditetapkan Direktur Utama   Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K)  NIP. 197002122008011013 | |
| Pengertian | Adalah tindakan mengganti linen tempat tidur pasien. | | |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kebersihan dan kerapihan tempat tidur pasien; 2. Untuk mencegah timbulnya infeksi; 3. Mempersiapkan tempat tidur untuk pasien baru. | | |
| Kebijakan | Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar | | |
| Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat: <ol style="list-style-type: none"> a. Linen set yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 Sprei karet; 2) 1 Stik laken; 3) 1 Sarung bantal; 4) 1 Selimut. 2. Persiapan pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medik); b. Jelaskan jenis, tujuan dan lamanya prosedur yang akan dilakukan kepada pasien; c. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik; 3. Prosedur <ol style="list-style-type: none"> a. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dan dokumentasi); b. Cuci tangan sesuai standar; c. Pasang sarung tangan, <i>jika perlu</i>; d. Lepaskan semua yang berada ditempat tidur yang kotor dengan menggulung, bagian luar laken berada didalam. e. Pasang spreï besar dengan ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Garis Tengah lipatan diletakkan tepat ditengah kasur; 2) Bentangkan spreï, masukkan spreï bagian kepala ke bawah kasur; demikian | | |



RUMAH SAKIT
UNHAS

BED MAKING TANPA PASIEN

No. Dokumen

3382/UN4.24.0/OT.01.00/2024

No. Revisi

Halaman

1/2

- juga pada bagian kaki untuk ditarik setegang mungkin;
- 3) Masukkan seluruh tepi sprengi kebawah kasur dengan rapi dan tegang.
- f. Letakkan stik laken dipertengahan tempat tidur, lalu masukkan sisi-sisinya kebawah kasur.
 - g. Pasang selimut pada kasur bagian kaki, pada bagian atas yang terbalik dimasukkan kebawah kasur kemudian ujung sisinya dibentuk 90° dan masukkan kebawah kasur. Tarik sisi atas sampai terbentang.
 - h. Masukkan bantal kedalam sarungnya dan letakkan diatas tempat tidur dengan bagian yang terbuka dibagian bawah;
 - i. Simpan linen kotor ditempat yang sesuai;
 - j. Lepaskan sarung tangan;
 - k. Rapihkan pasien dan alat;
 - l. Cuci tangan;
 - m. Dokumentasikan pada lembar sesuai standar.

Unit Terkait

Seluruh unit perawatan

Dokumentasi

Lembar CPPT
Catatan Keperawatan

**Petugas
terkait**

Perawat