

 RUMAH SAKIT UNHAS	PENGHISAPAN SEKRET MELALUI MULUT		
	No. Dokumen 3347/UN4.24.0/OT.01.00/2024	No. Revisi	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) BIDANG KEPERAWATAN	Tanggal Terbit 16 April 2024	Ditetapkan Direktur Utama  Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Adalah tindakan membersihkan secret dengan memasukkan kateter suction bertekanan negative ke dalam mulut..		
Tujuan	1. Membebaskan jalan napas. 2. Mengurangi resiko aspirasi.		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar		
Prosedur	1. Persiapan alat: a. Sarung tangan bersih; b. Masker dan google, jika perlu; c. Selang suction, sesuai ukuran; d. Selang penyambung; e. Mesin suction; f. Kom steril berisi cairan steril; g. Tisu; h. Pengalas; i. Sumber oksigen; j. Stetoskop; k. Oksimetri nadi. 2. Persiapan pasiennya: a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medik); b. Jelaskan jenis, tujuan dan lamanya prosedur yang akan dilakukan kepada pasien; c. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik; 3. Prosedur a. Cuci tangan sesuai standar; b. Gunakan sarung tangan bersih;		



RUMAH SAKIT
UNHAS

PENGHISAPAN SEKRET MELALUI MULUT

No. Dokumen

3347/UN4.24.0/OT.01.00/2024

No. Revisi

Halaman

1/2

- c. Posisikan semifowler, *jika tidak ada kontraindikasi*;
- d. Auskultasi suara napas;
- e. Pasang oksimetri nadi;
- f. Letakkan pengalas dibawah dagu atau dada;
- g. Hubungkan selang penyambung ke mesin suction;
- h. Hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction;
- i. Nyalakan mesin suction atau atur tekanan negatif, *sesuai kebutuhan* (dewasa 120-150 mmHg, anak 100-120 mmHg, bayi 60-100 mmHg);
- j. Berikan oksigenasi 100% minimal 3 detik dengan selang oksigen;
- k. Lakukan penghisapan dimulai dari tepi rongga mulut tidak lebih dari 15 detik;
- l. Bilas selang suction dengan cairan steril;
- m. Berikan kesempatan bernapas 3-5 kali sebelum penghisapan berikutnya;
- n. Monitor saturasi oksigen selama penghisapan;
- o. Lepas dan buang selang suction;
- p. Matikan mesin suction;
- q. Auskultasi kembali bunyi napas;
- r. Rapihkan pasien;
- s. Lepas sarung tangan dan cuci tangan;
- t. Dokumentasikan pada lembar sesuai standar.

Unit Terkait

Seluruh unit perawatan

Dokumentasi

Lembar CPPT

Catatan Keperawatan

**Petugas
terkait**

Perawat